

KaWe リキフィクス（アルコール湿らし器）

取扱説明書



1. 使用上の注意

- 1) 手指・皮膚消毒用アルコールは、「消毒用エタノール液」を使用してください。

※同封のシール「消毒用エタノール」を貼って使用してください。

- 2) 工業用アルコールは、一価アルコール（エタノール、メタノール等の水酸基 1 個をもつアルコール）を使用してください。

※同封のシール「工業用アルコール」を貼って使用してください。



注意

多価アルコールを使用されますと、吸引チューブが損傷する可能性があります。

- 3) 衛生的に使用することを心がけてください（特に長期間使用していない場合）
- 4) 本品を使用して長時間作業される場合は、アルコールの中毒症状、誤飲事故等を防止するための作業環境に配慮してください。一般家庭では、使用しないでください。
- 5) 本品の周辺に爆発のおそれのあるもの、火気等を置かないでください。また、本品を使用するときは、火気等を近づけないでください。火災の危険があります。
- 6) アルコールの用法・用量等に関しては、各メーカーの取扱説明書をご参照ください。

2. 清掃・保管方法

- 1) 使用後は、じゅうぶん乾燥させてください。
- 2) 清潔で良好な乾燥状態を保てる場所で保管してください。

3. 連絡先

販売元：村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号

TEL 0725-53-5546 <http://www.muranaka.co.jp>